



Ausilio per Scrivere - Blister 2 Pezzi

Codice GEF (SKU) 28901

Impugnatura in gomma ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta. Questi ausili sono progettati nella forma e densità per fornire una presa sicura e confortevole senza fatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impugnatura in gomma ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta.
- Questi ausili sono progettati nella forma e densità per fornire una presa sicura e confortevole senza fatica.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

28901



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697