



SPUGNA PER BAGNO

Codice GEF (SKU) **28915**

EAN / GTIN **8023279289152**

Confezione **1**

Spugna leggera in polyfoam applicata ad una maniglia in plastica.
Disponibile a forma sagomata. Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279289152

CODICE GEF

28915



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697