



AUSILIO MULTIPLO PER CHIAVI

Codice GEF (SKU) **28941**

EAN / GTIN **8023279289411**

Confezione **1**

Per aiutare le persone con limitata forza nelle mani e nei polsi, o soggette ad artrite. Le chiavi di casa e della propria auto (senza copertura in plastica) possono essere inserite nella fessura, per poi essere trattenute da una vite singola. Fornito di levetta per la rotazione delle chiavi. Può contenere da una a tre chiavi che, in caso di non utilizzo, possono essere conservate nell'apposita maniglia. Lunghezza 13 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279289411

CODICE GEF

28941



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697