



Ausilio Apritutto - Blister

Codice GEF (SKU) 28950

Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blister e scatole di vario genere. Progettato per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blister e scatole di vario genere.
- Progettato per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28950



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697