



PINZA DA PRESA PIEGHEVOLE

Codice GEF (SKU) **28963**

EAN / GTIN **8023279289633**

Confezione **1**

PINZA DA PRESA - pieghevole Portata estesa per afferrare oggetti posizionati in luoghi difficilmente accessibili. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2. La linguetta di bloccaggio aiuta a trattenere l'oggetto. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279289633

CODICE GEF

28963



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697