



BICCHIERE CON MANICI

Codice GEF (SKU) **28967**

EAN / GTIN **8023279289671**

Confezione **1**

BICCHIERE CON MANICI Robusto bicchiere in plastica trasparente con due grandi manici per consentire una presa più sicura. Base molto ampia per dare al bicchiere stabilità ed evitare che si rovesci. Include un coperchio con beccuccio e foro per la cannucchia. Adatto per pazienti con controllo limitato delle mani e tremori. Il solo bicchiere è lavabile in lavastoviglie e adatto al microonde. Capacità: 295 ml
Diametro: 7,60 cm Altezza: 12,7 cm Peso: 0,27 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279289671

CODICE GEF

28967



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697