



MANIGLIONE DOPPIO A VENTOSA 929 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28974**EAN / GTIN **8023279289749**Confezione **1**

DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA - 929 mm Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover trapanare o avvitare. Le ventose (Ø 93 mm) sono brevettate. I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 85 kg e laterale fino a 60 kg (testato SGS). Ideale per le persone anziane per facilitare la loro igiene quotidiana. Realizzati in ABS ad alta resistenza; indicatori verde/rosso brevettati per maggiore sicurezza. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y181899

EAN / GTIN

8023279289749

CODICE GEF

28974

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697