



MANIGLIONE FISSO PLASTICA

3 varianti

Codice GEF (SKU) **28975**

EAN / GTIN **8034055100523**

Confezione **1**

MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite. Viti da muro non incluse. Isolamento elettrico. La maniglia striata è antiscivolo e gradevole al tatto. Possibilità di montaggio in posizione orizzontale o verticale. Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg. Manuale: GB, IT. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
28975	28975	8034055100523	1
28976	28976	8034055100608	1
28977	28977	8034055100646	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8034055100523

CODICE GEF
28975



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697