



MANIGLIONE PIEGHEVOLE AD "U" IN ACCIAIO RIVESTITO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28979

EAN / GTIN 8034055101735

Confezione 1

MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO PIEGHEVOLE VERNICIATA A POLVERE - 70 cm Supporto da parete per bagno, verniciato a polvere. Progettato per sostenere il paziente quando si alza dal wc o si sposta da o verso il bagno. Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso. Portata: 125 kg. Viti da muro non incluse. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, GR Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8034055101735

CODICE GEF

28979



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697