



# TEST DI GRAVIDANZA DIGITALE DISTINCT autotest midstream

2 varianti

Codice GEF (SKU) **29085**

EAN / GTIN **0682607630264**

Confezione **1**

AUTODIAGNOSI DI GRAVIDANZA DIGITALE DISTINCT® - midstream -  
1 test Test di gravidanza digitale per il rilevamento qualitativo di hCG nell'urina. Può rilevare la gravidanza con 6 giorni di anticipo (5 giorni prima del giorno previsto di inizio del ciclo). - Risultati rapidi e chiari dopo 3 minuti. - Altamente affidabile. - Sensibilità: 10 mIU/ml o più. - Precisione >99% se eseguito a partire dal giorno previsto di inizio del ciclo. Due metodi per eseguire il test: - Metodo del flusso di urina: la punta assorbente è puntata verso il basso direttamente nel flusso di urina per 5-10 secondi. - Metodo del campione raccolto: la punta assorbente è immersa nel campione raccolto di urina per 5-10 secondi. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE.

Dimensioni: 154x27x17 mm Dimensioni del display: 22,5x12,5 Vita a scaffale: 24 mesi (Lo stock di varia tra 10 e 22 mesi)

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFEZIONE	EAN	CONFEZIONE
29085	29085	0682607630264	1
29086	29086		1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**0682607630264**

CODICE GEF

**29085**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697