



Test di Gravidanza - Cassetta - Professionale

Codice GEF (SKU) **29092**

EAN / GTIN **8023279290929**

TEST DI GRAVIDANZA 20 mIU/ml • TEST PROFESSIONALE • Tipo:
cassetta offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per
il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST DI GRAVIDANZA 20 mIU/ml
- TEST PROFESSIONALE
- Tipo: cassetta offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT). Caratteristiche principali: - ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata di alluminio - estremamente rapidi, risultati in 3 minuti - rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo - affidabilità: 99,9% - sensibilità: 20 mIU/ml - clinicamente testato SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279290929

CODICE GEF

29092



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697