



Test di Gravidanza - Autotest - Midstream - Doppio

Codice GEF (SKU) 29098

EAN / GTIN 8023279290981

TEST DI GRAVIDANZA 20 mIU/ml • AUTODIAGNOSI • Type: midstream
• conf. da 2 pz. offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego p

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST DI GRAVIDANZA 20 mIU/ml
- AUTODIAGNOSI
- Type: midstream
- conf. da 2 pz. offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT). Caratteristiche principali: - ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata di alluminio - estremamente rapidi, risultati in 3 minuti - rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo - affidabilità: 99,9% - sensibilità: 20 mIU/ml - clinicamente testato SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279290981

CODICE GEF

29098



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697