



Test di Gravidanza - Autotest - Midstream Large - Singolo

Codice GEF (SKU) 29103

EAN / GTIN 8023279291032

TEST DI GRAVIDANZA • AUTODIAGNOSI • Tipologia: midstream (striscia larga) • Confezionamento: conf. da 1 pz offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autoc

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST DI GRAVIDANZA
- AUTODIAGNOSI
- Tipologia: midstream (striscia larga)
- Confezionamento: conf. da 1 pz offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autocontrollo) che per l'impiego professionale negli ospedali o studi medici. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue in: GB, IT, ES, FR, GR, PT. Caratteristiche principali dei test di gravidanza: - ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata - rapido e discreto: esito in 3 minuti - rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di ritardo del ciclo - accuratezza: 99% - sensibilità: 10mIU/ml - clinicamente testato. SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279291032

CODICE GEF

29103



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697