



Test PH Vaginale

Codice GEF (SKU) **29110**

EAN / GTIN **8023279291100**

Test veloce per determinare il pH vaginale. Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il pH è entro i parametri fisiologici (

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Test veloce per determinare il pH vaginale. Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il pH è entro i parametri fisiologici (

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279291100

CODICE GEF

29110



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697