



Test Ovulazione - Self Test - Striscia da 4 Mm

Codice GEF (SKU) 29125

EAN / GTIN 8023279291254

TEST DI OVULAZIONE AUTODIAGNOSI - strisce 4 mm - conf. da 25 p
Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di fertilità nella donna. Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicame

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEST DI OVULAZIONE AUTODIAGNOSI - strisce 4 mm - conf. da 25 p Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di fertilità nella donna. Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente testati. Sensibilità: 30 mIU/ml. Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente in busta di alluminio e scatola di cartone e sono forniti con manuale multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL). I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione. Lo stock di varia tra i 10 e i 22 mesi. Risultati in 5 minuti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279291254

CODICE GEF

29125



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697