

GEF Medica

Gel per la Fertilità Gynoseed - Tubetto 5 Ml

Codice GEF (SKU) 29128

GEL PER LA FERTILITÀ GYNOSEED® - tubo 5 ml - conf. da 8 Il gel per la fertilità Gynoseed® è ideale per le donne che desiderano un figlio: consente allo sperma di raggiungere in modo efficiente l'area di destinazione, massimizzando le probabilità di concepire. Favorisce la motilità dello sperma quando raggiunge l'ovulo, aumentando così le probabilità di fecondazione. È inoltre efficace nel mantenere la vitalità dello sperma, simulando l'ambiente in cui può sopravvivere. Va applicato all'interno della vagina prima del rapporto sessuale. La sua formulazione mantiene un pH equilibrato per aumentare le probabilità di sopravvivenza dello sperma. Contiene ioni di magnesio e calcio per favorire il concepimento. Senza parabeni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GEL PER LA FERTILITÀ GYNOSEED® - tubo 5 ml - conf. da 8
- Il gel per la fertilità Gynoseed® è ideale per le donne che desiderano un figlio: consente allo sperma di raggiungere in modo efficiente l'area di destinazione, massimizzando le probabilità di concepire.
- Favorisce la motilità dello sperma quando raggiunge l'ovulo, aumentando così le probabilità di fecondazione. È inoltre efficace nel mantenere la vitalità dello sperma, simulando l'ambiente in cui può sopravvivere.
- Va applicato all'interno della vagina prima del rapporto sessuale. La sua formulazione mantiene un pH equilibrato per aumentare le probabilità di sopravvivenza dello sperma. Contiene ioni di magnesio e calcio per favorire il concepimento. Senza parabeni.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29128

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697