



Pinza Portaspugna 400 Mm

Codice GEF (SKU) **29425**

EAN / GTIN **8023279294255**

Pinza portaspugna - 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pinza portaspugna - 400 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279294255

CODICE GEF

29425



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697