



TUBO ASPIRAZIONE 400 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 29426

EAN / GTIN 8023279294262

Confezione 1

Tubo aspirazione - 400 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L031301

EAN / GTIN

8023279294262

CODICE GEF

29426



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697