



POCKET DOPPLER GIMASONIC CON DISPLAY A COLORI senza sonda

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29480

EAN / GTIN 8023279294804

Confezione 1

POCKET DOPPLER A COLORI Doppler GIMASONIC - senza sonda - altoparlante incorporato - schermo TFT-LCD per FHR in tempo reale - tre modalità: FHR in tempo reale, FHR media e calcolo manuale - schermo per FHR, grafico a barre e a onde del battito cardiaco, allarme rosso per frequenza cardiaca fetale anomala - basso consumo, funziona per più di 8 ore consecutive con 2 pile "AA" - indicazione sonda spenta e batteria scarica - intervallo sonde per uso fetale o vascolare: 2, 3, 8 MHz Adatto per uso dopo la 12a settimana di gestazione Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza ultrasuoni: 2 MHz \pm 10%
- Frequenza cardiaca fetale: - campo: 50- 240 bpm - risoluzione: 1 bpm - precisione: \pm 2 bpm
- Allarme: - limite massimo: 160 bpm - limite minimo: 120 bpm
- Intensità ultrasuoni: < 5 mm/cm²
- Arresto automatico dopo 1 minuto senza segnale
- Dimensioni: 135 x 92 x 29 mm
- Peso: 245 g
- Alimentazione: 2 batterie (AA) LR6 - 1,5 V DC

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z12080103EAN / GTIN
8023279294804CODICE GEF
29480

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697