




Sonda Gimasonic

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 29481

EAN / GTIN 6945040103110

Confezione 1

Sonda 2 MHz - ginecologica Protezione IPX4 da liquidi

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FREQUENZA	EAN	CONFEZIONE
29481	2 MHz	6945040103110	1
29482	3 MHz	6945040103127	1
29484	8 MHz	6945040103158	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

6945040103110

CODICE GEF

29481



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697