



SONDA GIMASONIC 3 MHz

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29482

EAN / GTIN 6945040103127

Confezione 1

Sonda 2 MHz - ginecologica Protezione IPX4 da liquidi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
6945040103127CODICE GEF
29482

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697