



DOPPLER SONOTRAX PRO senza sonda

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29493

EAN / GTIN 6944413802438

Confezione 1

DOPPLER SONOTRAX PRO II con display retroilluminato, registratore interno, batterie ricaricabili e ricarica batterie - senza sonda con borsa di trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 32x85x138 mm
- Peso: 290 g (batteria inclusa)
- Intervallo battito fetale: 50-210 bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: ± 3 bpm
- Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
- Modalità manuale e automatica
- Durata registrazione: 480s / 240s
- Auto spegnimento per risparmio energia
- Manuale: GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z12059005EAN / GTIN
6944413802438CODICE GEF
29493

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697