



SONDA SONOTRAX 2 MHz

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29496

EAN / GTIN 6944413805538

Confezione 1

Sonda impermeabile 2 MHz - ginecologia Per doppler Sonotrax (codici 29490 - 29491 - 29493).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1208010480

EAN / GTIN

6944413805538

CODICE GEF

29496

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697