



DOPPLER FETALE D2005 immergibile con display

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **29505**

EAN / GTIN **5060337640060**

Confezione **1**

DOPPLER FETALE D2005 con display e sonda impermeabile. Con sonda completamente impermeabile e componenti elettronici sigillati. Pocket doppler dotato di processore che permette la visualizzazione su display del battito cardiaco fetale. Il battito cardiaco fetale (FHR) è mostrato su un display LCD e l'elaborazione interna dei segnali riduce al minimo i rumori di fondo. Pocket doppler compatto, leggero e altamente sensibile, dotato di sonda fetale da 2 MHz. Ideale per medici generici o ostetriche. Consente di rilevare il battito cardiaco fetale fin dalla decima settimana di gestazione, stabilire la posizione della placenta, contribuendo a diagnosticare tempestivamente la placenta previa, rilevare il flusso sanguigno del cordone ombelicale e diagnosticare gravidanze multiple. I segnali fetali sono facilmente individuati con il leggero trasduttore a fascio stretto, mentre l'elaborazione interna dei segnali riduce al minimo i rumori di fondo. I segnali audio cardiaci fetali sono disponibili mediante l'altoparlante incorporato o le cuffie opzionali. Il livello di uscita è controllato mediante la rotella di regolazione del volume. Tutti gli apparecchi sono forniti in una custodia con gel conduttivo e manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Batteria non inclusa. Made in the UK.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ultrasuoni
- Frequenza: 2 MHz onda continua
- Trasduttore: fascio stretto a 2 cristalli
- Potenza uscita: <10mW/mm² SATA
- Audio: 300Hz -1 KHz
- Autocorrelazione
- FHR (Battito cardiaco fetale): 50-210 bpm risoluzione ± 1 bpm, accuratezza ± 2 bpm
- Comandi unit :
- 1 Tasto on/off (per accensione/spegnimento unit )
- Rotella regolazione volume
- Indicatori:
- Display LCD FHR 3 cifre
- Icona pulsazioni FHR
- Icone batterie scariche
- Alimentazione Batteria alcalina al manganese 9 V
- Durata prevista batteria: 8 ore
- Uscite Audio:
- Auricolare opzionale
- Seriale: RS232 - Jack 35 mm
- Materiale: ABS / Noryl
- Dimensioni: 150x75 mm - Peso: 295 g (con trasduttore)
- Classificazione: Classe I Tipo B - IEC 60601-I 0120

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z12080103

EAN / GTIN

5060337640060

CODICE GEF

29505



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilit , prezzo e documentazione di conformit  su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilit  e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformit  prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)