



Sonda Monitoraggio Fetale 1 Mhz per 29506

Codice GEF (SKU) 29508

SONDA DOPPLER FETALE 1 MHz Il doppler fetale (cod. 29506) può essere usato come monitor fetale portatile se lavora con una sonda da 1MHz, è adatto per monitoraggi a lungo termine e può essere più accurato rispetto a una sonda doppler.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SONDA DOPPLER FETALE 1 MHz
- Il doppler fetale (cod. 29506) può essere usato come monitor fetale portatile se lavora con una sonda da 1MHz, è adatto per monitoraggi a lungo termine e può essere più accurato rispetto a una sonda doppler.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29508



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697