



Coprisonda in Lattice - Busta Singola

Codice GEF (SKU) 29513

EAN / GTIN 8413554295136

COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50 Per sonde di ecografi e doppler. Lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm. Imbustati singolarmente in busta sigillata di plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50 Per sonde di ecografi e doppler. Lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm. Imbustati singolarmente in busta sigillata di plastica.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
29513	COPRISONDA IN LATTICE - busta singola	8413554295136	conf. 50 pz.
29514	COPRISONDA IN LATTICE - busta singola (29514)	8413554000471	conf. 500 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8413554295136

CODICE GEF

29513



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697