



MONITOR FETALE FC1400 GEMELLARE

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 29517

EAN / GTIN 8809276943606

Confezione 1

MONITOR FETALE GEMELLARE FC1400 Monitor fetale antepartum in grado di misurare il battito cardiaco fetale (FHR), il grado di contrazione uterina materiale (UA: attività uterina), i movimenti fetali (FM)

Visualizzazione dati ottimale - touch screen LCD TFT 7" a colori (800x480) - 2 modalità display: grafica e testuale - capacità memoria: 72 ore Dati estremamente accurati e accesso - alta precisione e ampia area di rilevamento - funzione di scorrimento schermo facile - comode sonde a tenuta stagna, 1 MHz per minimizzare l'interruzione delle forme d'onda della frequenza cardiaca fetale anche in caso di movimento del feto

Stampa -report di interpretazione CTG - compatibile con fogli standard e A4 - utilizzabile con carta da fax

Ulteriori vantaggi - controllo centrale wi-fi fino a 16 posti letto (opzionale) - compatibile con PC - batteria interna della durata di 2 ore (opzionale) - adattatore 100-240 V, 50-60 Hz - software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, RU, CZ, HU, BG, TR, KR, CN. Se ne consiglia l'utilizzo dopo la trentesima settimana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni 296x97,5xh 305,5 mm - Approx. 2,9kg
- Display ampio schermo LCD TFT 7" (800x480)
- Stampante a matrice termica: velocità stampa: 1, 2, 3 cm/min (real time) / funzione avanzamento carta
- Alimentazione input: 100-240 V, 1.5-0.7 A, 50-60 Hz / output: +18 V = 2.8 A
- Batteria Li-ion (opzionale) 4 ore (carica) - 2 ore (scarica)
- Collegamento esterno LAN, Wi-Fi, memoria USB
- Frequenza cardiaca fetale
- segnale di input: ecografia doppler pulsato
- frequenza ultrasuoni: 1.0 Mhz, 975 KHz
- potenza ultrasuoni: <10 mW/cm²
- metodo rilevamento FHR: autocorrelazione
- campo FHR: 50-210 bpm $\pm$ 1 bpm (120-160)
- Movimenti fetali fonte di rilevamento: ecografia doppler pulsato, marcatore di eventi
- Contrazioni uterine
- input: trasduttore esterno con cella di carico
- comando di riferimento: un tasto accensione, auto-azzeramento
- campo di misurazione: 0-99
- Auto analisi CTG
- linea di base media FHR
- numero di contrazioni
- numero di accelerazioni
- numero di decelerazioni
- decelerazione tardiva
- decelerazione anticipata
- decelerazione variabile
- episodi elevati
- episodi deboli
- variabilità a breve termine
- perdita segnale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12080103

EAN / GTIN

8809276943606

CODICE GEF

29517



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it