

Sonda Doppler Fetale

Codice GEF (SKU) **29523**

Sonda ultrasuoni - ricambio

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda ultrasuoni - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29523



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697