



CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE 6x120 cm

Codice GEF (SKU) **29544**

EAN / GTIN **8023279295443**

Confezione **1**

CINGHIE ADDOMINALI MONOUSO - 100 paia (1 rosa + 1 azzurra)
Cinghie addominali elastiche monopaziente per evitare contaminazioni crociate. Morbide, comode, resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore. Dotate di elevata elasticità e isolamento. Prestazioni: allungabili oltre 1.000 volte. Facili da lavare, 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni. Dimensioni: 120x6 cm Spessore: 0,8 mm ± 0,1 mm Asole per bottoni equidistanti per regolare la cinghie secondo le necessità. Compatibilità: Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279295443

CODICE GEF

29544



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697