



# CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI 6x150 cm

Codice GEF (SKU) **29545**

EAN / GTIN **8023279295450**

Confezione **1**

CINGHIE ADDOMINALI RIUTILIZZABILI - conf. da 10 Cinghie addominali elastiche e resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore. Morbide, comode e facili da lavare e asciugare. Prestazioni: allungabili oltre 100.000 volte. 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni. Dimensioni: 150x6 cm Spessore: 1,0 mm ± 0,1 mm Asole per bottoni equidistanti per regolare la cinghie secondo le necessità. Compatibilità: Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279295450**

CODICE GEF

**29545**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697