

GEF Medica

Carta per Monitor Fetale 152x90 Mm - Pacchetto - St. Int.

Codice GEF (SKU) 29570

CARTA PER MONITOR FETALI • Produttore del monitor fetale: EDAN - Modello: F/6-F/9 • Standard FHR tasso/BPM: Int 60/200 • Tipo: pacco • Larghezza: 152 mm • Lunghezza: 90 mm • Fogli: 150 • Griglia: la griglia può essere arancione o rossa • Minimo di vendita: 25

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARTA PER MONITOR FETALI
- Produttore del monitor fetale: EDAN - Modello: F/6-F/9
- Standard FHR tasso/BPM: Int 60/200
- Tipo: pacco
- Larghezza: 152 mm
- Lunghezza: 90 mm
- Fogli: 150
- Griglia: la griglia può essere arancione o rossa
- Minimo di vendita: 25

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29570



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697