



MONITOR FETALE CMS800G

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29585

EAN / GTIN 0694504010019

Confezione 1

MONITOR FETALE CMS800G Offre configurazioni differenti in base alle diverse esigenze dell'utente: FHR1 (Canale Ultrasonico I), FHR2 (Canale Ultrasonico II), TOCO, FMOV (Marcatore Movimenti Fetal). Il monitoraggio continuo del feto durante il periodo perinatale fornisce dati di riferimento per uso clinico. I risultati possono essere registrati dal registratore incorporato, per documentazione continua o intermittente. Utilizzabile da solo o in collegamento con PC attraverso l'interfaccia RJ45 ai fini del monitoraggio centralizzato. Riservato a personale medico in ospedali, cliniche e altre istituzioni sanitarie.

Caratteristiche: - schermo LCD a colori 8,0" pieghevole fino a 60° - visualizzazione chiara dei dati e delle curve di monitoraggio - registrazioni manuali/automatiche dei movimenti fetali - avviso acustico e visivo della frequenza cardiaca fetale alta e bassa - funzione monitoraggio in tempo reale per 24 ore continue - memorizzazione, riproduzione e stampa della curva di monitoraggio e dei dati per 12 ore continue - funzione blocco immagine - trasduttore a onde pulsate a 12 cristalli e a banda larga - avvisatore acustico di fine stampa - avvisatore acustico di marcatura manuale - sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs - flash disk USB esterno, scheda SD per memorizzare dati e flash disk USB esterno per aggiornare il programma - stampante termica incorporata ad alta risoluzione - batterie incorporate ricaricabili che consentono di continuare a lavorare normalmente per oltre 3 ore dopo l'interruzione di corrente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni - peso: 32x26xh 8 cm - 3 kg
- Schermo: LCD a colori 8" (800x600), pieghevole a 60 gradi
- 3 canali: FHR1, FHR2, UC
- Stampante termica: carta doppia piegata a Z, dimensioni 112x100 mm, velocità di stampa: 1, 2, 3 cm/min
- Alimentazione CA 100V~240V, 50/60Hz
- Batteria Li-ion: ricaricabile, 7,4V, 5000 mAh
- Collegamento esterno: RJ45, USB
- Frequenza cardiaca fetale: 1,0 MHz $\pm$ 10% / intensità fascio di uscita: < 20 mW/cm²
- Intervallo FHR: 50 ~ 240 bpm / risoluzione: 1 bmp accuratezza: $\pm$ 2bpm
- Contrazioni uterine: estensimetro passivo / intervallo TOCO: 0 ~ 100% / risoluzione: 1%
- Punteggio automatico: sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs
- CONTENUTO RAPPORTI
- Ospedale, numero letto, nome, settimane di gestazione, numero paziente, velocità stampa, data, ore, dati e tracciato FHR, dati e tracciato contrazioni, numero di movimenti fetali e marcatura, ecc.

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020202

EAN / GTIN

0694504010019

CODICE GEF

29585



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it