



Sonda 3 in 1 (trasduttore a Ultrasuoni) - Ricambio per 29585

Codice GEF (SKU) 29587

EAN / GTIN 6945040113812

Confezione 1 pz.

Sonda 3 in 1 (trasduttore ultrasuoni I, TOCO, indicatori di eventi) -
ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6945040113812

CODICE GEF

29587



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697