



COLPOSCOPIO COLPY

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 29600

EAN / GTIN 8023279296006

Confezione 1

COLPY - COLPOSCOPIO LED Colposcopio a LED semplice da usare, montato su base a 5 ruote (Ø 41 cm). Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ingrandimento fisso: 8,2X con oculare standard 10x
- Campo: 35 mm
- Sistema ottico: stereo con regolazione interpupillare e
- testa ottica a 45°
- Illuminazione: lampadina LED
- Distanza di lavoro: 28 cm
- Distanza interpupillare: 48-77 cm
- Filtro verde
- Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz
- Norme: Classe I Tipo B - IEC 601-1, CE 93/42 CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12020703EAN / GTIN
8023279296006CODICE GEF
29600

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697