



TELECAMERA DIGITALE PER COLPOSCOPIO USB

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 29603

EAN / GTIN 8023279296037

Confezione 1

TELECAMERA DIGITALE DL1 - USB 2.0 con software di cattura - per Colpy Montata su un oculare, mostra l'immagine sul monitor, tramite USB, e diventa un videocolposcopio ad alta definizione. Include il codice 29601.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore CMOS 1/3"
- Risoluzione max immagini: 1280x1024 pixel
- Risoluzione max video: 440x480 pixel

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
U0899EAN / GTIN
8023279296037CODICE GEF
29603

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697