



## COLPOSCOPIO ALLTION A LED 9X

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 29612

EAN / GTIN 8023279296129

Confezione 1

COLPOSCOPIO LED ALLTION - 9X Colposcopio di alta qualità che offre un'eccellente ottica ed una luce fredda bianca di lunga durata. Compatto, leggero e maneggevole. Offre un'ottima qualità ad un prezzo competitivo. Grazie allo speciale giunto sferico in Teflon®, permette all'operatore una facile messa a fuoco e una rotazione di 360°. Fornito montato e pronto all'uso. Manuale: GB, IT.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingrandimento 9X
- Lunghezza focale: 316 mm
- Campo di visibilità:  $\varnothing >22$  mm
- Profondità di campo:  $>8$  mm
- Intensità luce: 25.000 lux
- Oculare regolabile intercambiabile 12,5x
- Illuminazione: LED 5,9V / 5W a lunga durata
- Ottica superiore con oculari regolabili singolarmente
- Reostato integrato per regolazione luminosità
- Lampadina a LED facilmente sostituibile
- Filtro verde interno selezionabile
- 2 maniglie di regolazione della messa a fuoco (grossolana/fine)
- 2 maniglie di regolazione dell'altezza (grossolana/fine) (838-1.194 mm)
- Controllo di azione regolare
- Alimentazione: AC 110/240 V - 50/60 Hz / DC 12V 3A

CLASSE DM

I

CND

Z12020703

EAN / GTIN

8023279296129

CODICE GEF

29612



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)