



VIDEOCOLPOSCOPIO COLPRO LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **29620**

EAN / GTIN **8023279296204**

Confezione **1**

VIDEO COLPOSCOPIO COLPRO A LED I video colposcopi COLPRO rappresentano l'unione perfetta tra una tecnologia video di ultima generazione e tutta l'expertise ricevuta dai ginecologi, dagli utilizzatori abituali e dai professionisti. Noti per la loro robustezza e versatilità, sono in grado di fornire immagini ad alta risoluzione della cervice e dell'area genitale per una diagnosi e un trattamento accurati. Principali caratteristiche: • 5 livelli di intensità luminosa: al fine di osservare anche i più piccoli cambiamenti nella struttura dei tessuti. • Filtro elettronico verde: i 4 diversi gradi garantiscono un'osservazione ottimale senza perdita di luce. • 5 impostazioni di colore dell'immagine: consentono una migliore differenziazione dei tessuti dell'epitelio. • Funzione E-flip e specchio immagine: facilita il cambio di direzione dell'immagine da sinistra a destra in orizzontale (specchio) o dall'alto verso il basso in verticale (E-flip). • Processore Gamma: offre un'elaborazione dell'immagine ad alta qualità per una migliore visualizzazione dei vasi sanguigni e della struttura dei tessuti. • Ingrandimento fino a 55 volte e Auto-focus: il colposcopio mette a fuoco anche in caso di movimento del paziente. 1-55X. • Controllo remoto: consente di dare dei comandi anche a distanza. • Collegamenti multipli: possibilità di connessione al TV o a un monitor e al PC tramite USB. 2 uscite video per collegare 2 schermi contemporaneamente. • Design user friendly: design ergonomico, facile da usare e da spostare. L'altezza regolabile consente di ottenere la posizione migliore per la visita. • Non necessita manutenzione, luce LED senza ombre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Processore d'immagine: Sony Japan colour CCD
- Pixel: 1.200.000
- Risoluzione: 825 TV Lines
- E-flip: si
- Immagine specchio: si
- Otturatore elettronico: automatico
- S/N ratio: >48 db
- Illuminazione: MCD superbrillante luce LED bianca senza ombre
- Temperatura di colore: 7.000° K
- Prova timer: yes
- Filtro elettronico verde: si (4 gradi)
- Filtro blu: si
- Focus: automatico e manuale
- Raggio messa a fuoco: 20-30 cm
- Zoom: 1-55X
- Campo di visibilità: Ø 170 mm - 10 mm
- Profondità del campo: Ø 200 mm - 5 mm
- Display ingrandimento: si
- Durata media lampadina LED: 50.000 ore
- Uscita video: BNC e SVHS
- Norme di sicurezza: conforme a IEC 60601 incluso EMC
- Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I

CND
Z1202070892

EAN / GTIN
8023279296204

CODICE GEF
29620



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it