



## VIDEO COLPOSCOPIO A LED CON TELECAMERA INTEGRATA

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **29624**

EAN / GTIN **8023279296242**

Confezione **1**

COLPOSCOPIO A LED AC-2311 CON VIDEOCAMERA - Caratteristiche ottiche di altissimo livello: 1 - alta risoluzione e ottimo contrasto 2 - riproduzione fedele dell'immagine in 3 dimensioni 3 - grande profondità di campo 4 - ampio campo di visualizzazione L'ottica apocromatica corregge efficacemente l'aberrazione cromatica di tre tipi di luce colorata. Garantisce la riduzione e la saturazione del colore dell'immagine e migliora la risoluzione, il contrasto e la profondità dell'immagine. - 3 ingrandimenti (3,75X - 7,5X - 15X) Ampia gamma di ingrandimenti e ampia selezione da una visione d'insieme fino ai minimi particolari, per esami e trattamenti precisi. - Due cerchi ottici per una misurazione rapida delle dimensioni dei tessuti - Filtro verde Integrato Aiuta a riconoscere i vasi sanguigni - Illuminazione a LED L'illuminatore coassiale a LED fornisce una luce bianca simile alla luce del sole per rivelare i colori veri. Durata della lampadina di oltre 10.000 ore/10 anni per un'efficacia di lunga durata. Risparmio su lampadine ed elettricità. - Camera integrata Le immagini dalla videocamera integrata possono essere trasferite direttamente a un monitor, a un televisore o a un computer con presa USB, oppure memorizzate su disco fisso. - Uscita HDMI Full HD (1920x1080 p) - Design ergonomico per un funzionamento durevole, preciso e pratico Fornito completamente montato e pronto per l'uso, con manuale in GB, FR, IT.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingrandimento totale: 3,75X, 7,5X, 15X, lunghezza focale 300 mm
- Campo di visibilità: Ø 79 mm, 39 mm, 19 mm
- Profondità di campo: 4,5 mm, 1,13 mm, 0,76 mm
- Intensità luminosa: >25.000 LUX
- Altezza di lavoro in mm: da 950 a 1250
- Oculari regolabili singolarmente: 16,7X
- Oculare destro con due cerchi incorporati per misurare le dimensioni del problema rilevato
- Reostato incorporato per regolazione luminosità
- Filtro verde selezionabile dall'utente per un contrasto migliorato
- La lampadina a LED si sostituisce facilmente
- Impugnature per messa a fuoco di precisione
- Due maniglie di regolazione dell'altezza (grosso/fine)
- Alimentazione: Adattatore CA ingresso 100-240 V, 50-60Hz, CC uscita 12V3A
- Peso: 8,5 kg

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
29624	29624	8023279296242	1
29625	29625	6970443510128	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12020703

EAN / GTIN

8023279296242

CODICE GEF

29624



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)