



Software per 29624, 29625,

Codice GEF (SKU) **29627**

EAN / GTIN **8023279296273**

Confezione **1 pz.**

SOFTWARE PER COLPOSCOPI A LED CON VIDEOCAMERA (29624-5)

Set con scheda di memoria HDMI e software professionale per colposcopia, comprendente: scheda di memoria esterna, software e driver U-Disc, 2 cavi HDMI, connettore HDMI, dongle per collegare AC-2311 contemporaneamente al computer desktop (o laptop) e al monitor. Il software consente di acquisire immagini a ogni visita per l'analisi, la diagnosi e il rilevamento di malattie. Utilizzabile nell'esame colposcopico e nell'osservazione dinamica del trattamento operatorio. Caratteristiche: - guida per visualizzare, bloccare, catturare, cancellare immagini - da 1 a 100 immagini a colori acquisite a ogni visita - sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 175 atlanti standard utili per il confronto, l'analisi e la diagnosi Marcatura software sulle immagini Marcatura di alterazioni patologiche, aggiunta di note, misurazione della dimensione dell'alterazione patologica e ingrandimento parziale o totale Inserimento di sintomo clinico Stampa di 19 tipi di report, funzione di valutazione dell'indice colposcopico di Reid (RCI) Ri

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279296273

CODICE GEF
29627



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697