



SPIRALE INTRAUTERINA TCU380 PLUS sterile

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 29710

EAN / GTIN 3662914002968

Confezione 1

DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU380 PLUS - sterile Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccezione intrauterina nelle donne in periodo fecondo. Può essere lasciato inserito per un massimo di 5 anni. È imballato in un sacchetto con un tubo di inserimento dotato di flangia mobile per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimento e con un'asta. Conforme a ISO-7349. Dimensioni: 33x45 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

U089007

EAN / GTIN

3662914002968

CODICE GEF

29710



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697