



Pinza Evolution 25 Cm - Sterile

Codice GEF (SKU) **29719**

EAN / GTIN **8023279297195**

PINZA EVOLUTION LUNGA 25 cm Stesse applicazioni delle pinze cheron, ma con estremità più lunghe e più sottili. Pinze più lunghe e diritte permettono: - inserimento pinza nell'endocervice (quando i fili IUD non sono più visibili all'esterno della cervice) - migliore presa sui fili IUD per rimuoverli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PINZA EVOLUTION LUNGA 25 cm Stesse applicazioni delle pinze cheron, ma con estremità più lunghe e più sottili. Pinze più lunghe e diritte permettono: - inserimento pinza nell'endocervice (quando i fili IUD non sono più visibili all'esterno della cervice) - migliore presa sui fili IUD per rimuoverli

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279297195

CODICE GEF

29719



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697