



## Forbici Littauer 22 Cm - Sterile

Codice GEF (SKU) **29720**

EAN / GTIN **8023279297201**

FORBICI LITTAUER LUNGHE 22 cm Adatte per tagliare i fili IUD dopo l'inserimento. Lame in acciaio inossidabile che consentono di afferrare il filo IUD per facilitare il taglio. Impugnatura di plastica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- FORBICI LITTAUER LUNGHE 22 cm Adatte per tagliare i fili IUD dopo l'inserimento. Lame in acciaio inossidabile che consentono di afferrare il filo IUD per facilitare il taglio. Impugnatura di plastica.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279297201**

CODICE GEF

**29720**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697