

COLLETTORE GINECOLOGICO sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29737

EAN / GTIN 8023279297379

Confezione 1

Collettore ginecologico sterile • Materiale: plastica • Lunghezza bastoncino: 19,5 cm • Imbustate singolarmente in confezione sterile in conf. da 100 pezzi Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che escervicali, compresa la zona di trasformazione, con un minor trauma rispetto alle tecniche tradizionali.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U0899EAN / GTIN
8023279297379CODICE GEF
29737

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697