



# SPATULA DI AYRE IN PLASTICA Tipo A sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **29748**EAN / GTIN **8023279297485**Confezione **1**

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA • Spatula di Ayre - tipo A sterile •  
Materiale: PP • Lunghezza: 18 cm • Imbustate singolarmente,  
confezione da 100 pz. Per il prelievo di cellule escocervicali e sul fornice  
posteriore nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IS**CND  
**U089002**EAN / GTIN  
**8023279297485**CODICE GEF  
**29748**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697