



SPATULA DI AYRE IN PLASTICA Tipo B sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **29749**EAN / GTIN **8023279297492**Confezione **1**

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA • Spatula di Ayre - tipo B sterile •
Materiale: PP • Lunghezza: 18,8 cm • Imbustate singolarmente,
confezione da 100 pz. Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice
posteriore nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U089002EAN / GTIN
8023279297492CODICE GEF
29749

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697