

TAMPONE COTONE

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 29750

EAN / GTIN 8023279297508

Confezione 1

Tampone di cotone · Materiale bastoncino: plastica · Ø Cotone: 1 cm · Lunghezza bastoncino: 20 cm Confezione da 400 pezzi (16 bustine da 25 pezzi). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
29750	29750	8023279297508	1
29754	29754	8023279297546	1
29756	29756	8023279297560	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

U0899

EAN / GTIN

8023279297508

CODICE GEF

29750



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697