




TAMPONE COTONE sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29753

EAN / GTIN 8023279297539

Confezione 1

Tampone di cotone sterile • Sterile • Materiale bastoncino: plastica • Ø
Cotone: 0,5 cm • Lunghezza bastoncino: 15 cm Confezione da 100
pezzi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U0899EAN / GTIN
8023279297539CODICE GEF
29753

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697