

VETRINI MOLATI 26x76x1,2 mm

Codice GEF (SKU) 29774

EAN / GTIN 8023279297744

Confezione 1

Vetrini per microscopio molati e non sabbiati Misure 76 x 26 mm, spessore 1,0-1,2 mm angoli 45° Minimo di vendita: conf. da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279297744

CODICE GEF

29774



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697