



VETRINI MOLATI-SABBIATI 26x76x1,2 mm

Codice GEF (SKU) **29775**

EAN / GTIN **8023279297751**

Confezione **1**

Vetrini per microscopio molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata. Dimensioni: 76 x 26 mm, spessore di 1,0-1,2, angoli 45°
Minimo vendita: confezione da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.) Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279297751

CODICE GEF

29775



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697