



VETRINI 26x76x1,2 mm molati-sabbiati su 2 lati

Codice GEF (SKU) **29777**

EAN / GTIN **8023279297775**

Confezione **1**

Vetrini per microscopio molati e sabbiati su entrambi i lati, con banda smerigliata Dimensioni: 76 x 26 mm, spessore di 1,0-1,2, angoli 45°
Minimo vendita: confezione da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279297775

CODICE GEF

29777



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697